

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 94.00.615.002.1 DU 16 NOVEMBRE 1994

Bascules à équilibre automatique JOLLY modèles BABY, JUNIOR, SENIOR (CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 91-330 DU 27 MARS 1991 (ART. 10), MODIFIE PAR LE DECRET N° 93-973 DU 27 JUILLET 1993, REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE.

FABRICANTS

Société PRECIA, BP 106, 07001 Privas Cedex.

Ets JOLLY, 111, rue A. Karman, 93300 Aubervilliers.

DEMANDEUR

Ets JOLLY, 111, rue A. Karman, 93300 Aubervilliers.

OBJET

La présente décision étend aux Ets JOLLY le bénéfice des approbations de modèle accordées à la société PRECIA par les décisions n° 87.1.31.626.4.3 du 22 juin 1987 (1), n° 90.1.57.626.1.3 du 3 octobre 1990 (2), n° 93.00.624.010.1 du 15 juin 1993 (3), n° 93.00.625.016.1 du 15 juin 1993 (4) relatives à la balance PRECIA modèle UNIVERSELLE, et complète les décisions citées ci-dessus.

(1) *Revue de Métrologie*, juillet 1987, page 678.

(2) *Revue de Métrologie*, octobre 1990, page 1305.

(3) *Revue de Métrologie*, juin 1993, page 843.

(4) *Revue de Métrologie*, juin 1993, page 845.

CARACTERISTIQUES

La bascule JOLLY modèle BABY version pèse-bébé, faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par :

- l'adjonction d'une corbeille amovible sur le plateau récepteur de charge de la balance, pour le pesage des bébés ;
- le dispositif indicateur qui est fixé au dispositif récepteur de charge par l'intermédiaire d'un bras fixe d'une hauteur de 400 mm.

La bascule JOLLY modèle JUNIOR version pèse-enfant et pèse-bébé, faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par :

- un tapis en caoutchouc antidérapant collé sur le plateau récepteur de charge ;
- un arceau, fixé sur le plateau de la balance, pour le maintien des enfants debout lors du pesage ;
- le dispositif indicateur qui est fixé au dispositif récepteur de charge par l'intermédiaire d'un bras fixe d'une hauteur de 550 mm.

La bascule JOLLY modèle SENIOR version pèse-personne, faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par :

- un tapis en caoutchouc antidérapant collé sur le plateau récepteur de charge ;
- le dispositif indicateur qui est fixé au dispositif récepteur de charge par l'intermédiaire d'un bras fixe d'une hauteur de 900 mm.

Les caractéristiques métrologiques sont les suivantes :

Modèle	BABY	JUNIOR	SENIOR
Portée maximale	15 kg	30 kg	120 kg
Portée minimale	200 g	400 g	5 kg
Echelon : e = dd	10 g	20 g	100 g
Effet maximal de tare T	- Max	- Max	- Max

Les autres éléments constitutifs, les autres caractéristiques sont identiques au modèle précédemment approuvé.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision, doit porter au moins les indications suivantes :

- le nom du fabricant : Ets JOLLY,
- la marque du fabricant : Z 93,
- la référence du modèle et le numéro de série de l'instrument,
- le numéro et la date de la présente décision,
- les caractéristiques métrologiques et la classe de précision.

La mention "AUTORISE POUR USAGE MEDICAL" sera apposée à proximité des résultats de

pesage ; la mention "INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC" sera apposée sur les modèles BABY et JUNIOR.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 décembre 2002.

ANNEXES

Photographies n^{os} 6143-1, 2 et 3.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION,
LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
M. GERENTE



■ N° 6143-1

BASCULES A EQUILIBRE AUTOMATIQUE JOLLY - BABY, JUNIOR, SENIOR

BABY



■ N° 6143-2

BASCULES A EQUILIBRE AUTOMATIQUE JOLLY - BABY, JUNIOR, SENIOR

JUNIOR





■ N° 6143-3

BASCULES A EQUILIBRE AUTOMATIQUE JOLLY - BABY, JUNIOR, SENIOR

SENIOR

